

<b>Nom du candidat :</b>	
--------------------------	--

## Liste de vérification des compétences accompagnant la demande TARDM

### Liste de vérification des compétences du technicien en retraitement des dispositifs médicaux

La présente liste de vérification doit être remplie par un superviseur, un chargé de programme ou un directeur de la formation compétent. Elle doit être jointe à la demande d'agrément du candidat.

Les éléments doivent être cochés comme satisfaisants avant que le candidat puisse être admis à l'examen d'agrément.

Objectif	Compétence	Satisfaisant	
		Oui	Non
1. Systèmes de qualité	Les compétences liées à ces objectifs comprennent les différentes habiletés énumérées ci-dessous.		
2. Prévention et lutte contre l'infection			
3. Santé et sécurité au travail			
4. Décontamination	Mettre en application les « pratiques courantes de prévention et de lutte contre l'infection ».		
	Suivre les modes opératoires normalisés des établissements de santé.		
	Préparer l'aire de travail.		
	Recueillir, transporter et recevoir les dispositifs et l'appareillage souillés.		
	Préparer les articles à nettoyer. Par exemple : <ul style="list-style-type: none"> <li>• Les instruments</li> <li>• Les instruments chirurgicaux peu effractifs</li> <li>• Les dispositifs respiratoires et anesthésiques</li> <li>• Les articles en acier inoxydable</li> </ul>		
	Nettoyer manuellement les dispositifs médicaux immersibles en les immergeant dans la solution de nettoyage.		
	Utiliser les détergents conformément aux instructions fournies sur l'étiquette des produits.		
	Faire fonctionner l'appareillage de l'aire de travail.		
5. Désinfection de haut niveau (DHN), le cas échéant	Préparer les désinfectants de haut niveau conformément aux instructions d'utilisation du fabricant.		
	Mettre à l'essai la concentration efficace minimale des solutions réutilisables.		
	Veiller à l'immersion complète du dispositif dans le désinfectant de haut niveau (DHN).		
	Rincer abondamment les dispositifs désinfectés.		

<b>Nom du candidat :</b>	
--------------------------	--

	Utiliser les appareils automatiques de DHN conformément aux instructions fournies sur l'étiquette des produits.		
	Remplir les documents sur la désinfection de haut niveau.		
6. Endoscopes flexibles, s'il y a lieu	Connaissances générales en manipulation, en retraitement et en entreposage des endoscopes flexibles.		
7. Sondes de transducteur à ultrasons, s'il y a lieu	Connaissances générales en manipulation, en retraitement et en entreposage des sondes de transducteur à ultrasons.		
8. Assemblage	Suivre les modes opératoires normalisés des établissements de santé.		
	Assembler les dispositifs et les ensembles d'instruments.		
	Sélectionner l'indicateur chimique approprié à la méthode de stérilisation choisie.		
	Utiliser les systèmes de barrières stériles selon les modes opératoires normalisés (p. ex., tissus réutilisables, emballages jetables, pochettes, contenants rigides).		
	Apposer une étiquette et la date sur les paquets et les lots conformément aux modes opératoires normalisés.		
9. Stérilisation (à basse température ou à la vapeur)	Effectuer les procédés d'entretien courant ou quotidien.		
	Documenter les charges.		
	Charger le stérilisateur.		
	Faire fonctionner le stérilisateur.		
	Surveiller les cycles de stérilisation et interpréter les données tirées, p. ex., des indicateurs et des écrans d'affichage, des imprimés et des indicateurs chimiques.		
	Effectuer et documenter les procédures d'assurance de la qualité conformément aux modes opératoires normalisés (p. ex., test d'élimination de l'air, indicateurs biologiques).		
	Décharger le stérilisateur et inspecter les charges.		
10. Stockage, transport et distribution	Maintenir les quantités de fournitures propres et stériles.		
	Vérifier les indicateurs chimiques externes et visibles et l'intégrité des paquets.		
	Stocker les fournitures stériles et en assurer la rotation selon le principe « premier entré, premier sorti ».		
	Maintenir l'intégrité du système de barrière stérile et appliquer les principes de stérilité liés aux événements.		
	Faire preuve de précaution en manipulant de façon appropriée les fournitures stériles.		

<b>Nom du candidat :</b>	
--------------------------	--

11. Formation continue et apprentissage permanent	Demeurer au fait de l'évolution des normes en vigueur et poursuivre sa formation continue en participant à des séminaires de formation, à de la formation en cours d'emploi, à des conférences et à d'autres activités de formation.		
---	--	--	--

Nom du candidat : \_\_\_\_\_

Titre ou poste du candidat : \_\_\_\_\_

Établissement : \_\_\_\_\_

Nom du superviseur : \_\_\_\_\_

Titre du superviseur : \_\_\_\_\_

Établissement du superviseur : \_\_\_\_\_

Adresse : \_\_\_\_\_

Ville : \_\_\_\_\_ Province : \_\_\_\_\_

Code postal : \_\_\_\_\_

Tél. : \_\_\_\_\_

Autre numéro de tél. : \_\_\_\_\_

Déclaration du candidat : Je déclare satisfaire ou avoir satisfait aux exigences du programme et avoir effectué toutes les heures de travail requises et tâches assignées, telles qu'indiquées ci-dessus.

Signature du candidat : \_\_\_\_\_ Date : \_\_\_\_\_

Déclaration du superviseur : Je déclare que le candidat a effectué de manière satisfaisante les tâches indiquées ci-dessus qui lui ont été assignées.

Signature du superviseur : \_\_\_\_\_ Date : \_\_\_\_\_

**Au candidat : Veuillez conserver un exemplaire de cette liste de vérification, qui accompagnera l'agrément à titre de preuve de vos compétences. Une fois votre agrément accordé, CSA conservera un exemplaire de cette liste de vérification dans ses dossiers aux fins de référence.**